



## Lecciones Básicas para Entender Su Equipo

## *Monitor de Apnea*

Modelo #: \_\_\_\_\_ Proveedor: \_\_\_\_\_  
 Serie #: \_\_\_\_\_ Tel #: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Contacto: \_\_\_\_\_

### **Preparando el equipo:**

- Coloque el monitor donde se pueda escuchar en toda la casa.
- Conecte la cuerda eléctrica a un enchufe de 3 agujeros.
- Asegúrese que tiene suficiente cable para no halar el equipo.

### **Usando su equipo:**

- La programación de su monitor será fijada por su terapeuta respiratorio tal como ha prescrito su médico.
- Coloque los electrodos debajo de cada brazo, o como le muestre su terapeuta.
- Conecte los cables a los electrodos y luego al monitor. Las alarmas serán explicadas cuando se entregue el equipo.

### **Mantenimiento:**

- Mantenga su monitor libre de fuentes de oxígeno, líquidos, y polvo.
- Pida a su proveedor que pruebe el monitor cada mes para verificar que está funcionando correctamente y que tenga suministros suficientes.
- La piel debe estar limpia y seca para que el electrodo tenga buen contacto. Eso ayudará a minimizar alarmas falsas. Mantenga la piel limpia con un jabón suave.

### **Asuntos de seguridad:**

- Asegúrese que sepa el procedimiento apropiado en caso de alarma.
- Responda a todas las alarmas.
- Coloque el monitor donde pueda escucharlo.
- Asegúrese que no hay alambres deshilachados u otro peligro de sacudida eléctrica.
- Coloque un procedimiento de emergencia clara junto con el número telefónico de su proveedor.
- Asegúrese que el cargador de pila esté bien conectado al enchufe para asegurar que se cargue bien.
- No coloque el monitor en o cerca de agua.
- Asegúrese que los cables no se enreden (durante uso con infantes).

### **Artículos de reemplazo frecuente:**

- Electrodos:  
mensual o  
bimestral-  
mente
- Cables:  
mensual-  
mente
- Cinturón:  
cuando sea  
necesario.

**Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.**

Su Proveedor Local:



©Copyright The VGM Group 2004  
 B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of  
 Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil,  
 Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross,  
 Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical