




BASIC LESSONS
FOR UNDERSTANDING
EQUIPMENT



Lecciones Básicas para Entender Su Equipo

Barandas De Cama

Modelo #: _____ Proveedor: _____
Serie #: _____ Tel #: _____
Fecha: _____ Contacto: _____

Preparando su equipo:

- Su proveedor armará sus barandas de cama.

Usando su equipo:

- Para asegurar las barandas en su posición vertical, simplemente hálelas hasta que automáticamente se aseguren en su posición.
- Para bajar las barandas, localice los botones en la cabecera y al pie de la cama, hale el botón hasta que automáticamente cae en su posición.

Mantenimiento:

- Se puede usar limpiadores básicos de casa para mantener limpio y en buenas condiciones su equipo.
- Revise frecuentemente el equipo para detectar fallos e informe a su proveedor de inmediato.

Asuntos de seguridad:

- Al levantar o bajar las barandas, asegúrese que todas las extremidades, tanto del paciente como de usted estén libres de las barandas.
- La mayoría de las barandas se plegan como telescopio. Cuando se levante o se baje la cabecera o el pie de la cama, mantenga libres las manos y los pies del área que se plegue en el medio de la baranda.
- Las barandas no son diseñadas para aguantar peso y no deben utilizarlas cuando transfiere al paciente a/de la cama.
- Evite huecos entre el colchón y las barandas donde puede lastimarse el cuerpo. El tamaño apropiado y/u orillas levantadas del colchón podría impedir huecos.

Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su Proveedor Local:

©Copyright The VGM Group 2004



B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil, Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross, Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical