



Lecciones Básicas para Entender Su Equipo

Inodoros

Modelo #: _____ Proveedor: _____
Serie #: _____ Tel #: _____
Fecha: _____ Contacto: _____

Preparando su equipo:

- Asegúrese que el inodoro esté ajustado a una estatura apropiada para el usuario.

Usando su equipo:

- Hay que bajar el asiento del inodoro antes de usarlo; no se sienta en los soportes del balde. (Diagrama 1)
- Si está usando un inodoro portátil, verifique que las ruedas estén aseguradas con frenos antes de usarlo. (Diagrama 2)
- Si el inodoro tiene brazos plegables, verifique que estén seguros en su posición vertical antes de usarlo. (Diagrama 3)
- Si usa un inodoro elevado, asegúrese que esté bien conectada la silla para evitar una pérdida de equilibrio y/o lado.

Diagrama 1

Soporte del
balde



Diagrama 2

Ruedas
con frenos



Diagrama 3

Inodoro con
brazos plegables



Artículos de Reemplazo Frecuente:

- Punteras de las patas

Mantenimiento:

- Verifique que todos los tornillos, tuercas, y cerrojos estén seguros en todo momento.
- Revise las punteras de goma en las patas para asegurar que no estén gastadas o rasgadas.
- En el interés de la higiene, vacíe y lave el balde después de cada uso.
- Asegúrese que funcionen bien las ruedas y los frenos.

Asuntos de Seguridad:

- No se sienta en el inodoro por períodos prolongados.
- Las sillas de inodoro no tienen como su propósito servir como sillas de ruedas.
- Asegúrese que el usuario puede apoyarse en sí mismo cuando use el inodoro. Si el usuario es inestable o débil, un proveedor de cuidado de salud debería proveer apoyo al usuario mientras use el inodoro.

Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su proveedor local:



©Copyright The VGM Group 2004
B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of
Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil,
Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross,
Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical