



Lecciones Básicas para Entender Su Equipo

Concentrador

Modelo #: _____

Proveedor: _____

Serie #: _____

Tel #: _____

Fecha: _____

Contacto: _____

Preparando su equipo:

- Coloque el ventilador en un área bien ventilada.
- Conecte el concentrador a un enchufe de 3 agujeros directamente.
- Conecte la cánula (Foto 1) a la salida de oxígeno.



Foto 1

Usando su equipo:

- Prenda el concentrador. La alarma sonará brevemente mientras el concentrador se prepara internamente.
- Asegúrese que el flujo del litro esté ajustado a su nivel recetado. No cambie el nivel sin el consentimiento de su doctor.
- Coloque la cánula apropiadamente en la nariz y detrás de las orejas. (Foto 2)
- Escuchará un escape de aire cada cuantos segundos. Esta es la operación normal de su compresor mientras éste separa el oxígeno de los gases ambientales no necesarios.



Foto 2

A. (Prellenado)



B. (Vacío)



Foto 3

Artículos de reemplazo frecuente:

- Cánula (Semanalmente)
- Si usa humidificador: (Foto 3)
 - A. Desechable: Su proveedor lo cambiará cuando sea necesario.
 - B. Rellenable: Lave o rellene con agua estéril o destilada cada 72 horas.



Mantenimiento:

- El mantenimiento interno debe ser efectuado por su proveedor de equipo.
- Lave los filtros con agua jabonosa por lo menos una vez a la semana.
- Limpie el aparato con una toalla húmeda y un desinfectante ligero una vez a la semana o como sea necesario.
- La pureza del oxígeno debe ser revisada regularmente por un profesional entrenado.
- Si usa humidificador rellenable, lávelo con agua jabonosa y enjuáguelo. Déjelos en una solución de 1 parte de vinagre y 3 partes de agua por 30 minutos y después enjuáguelo y déjelo secar al aire libre.
- Cuando lo desarme, no bote el conector verde del tubo. Este se queda con el concentrador. Este conector ayuda a sostener la botella del humidificador o el tubo al concentrador.

Procedimientos especiales:

Si usa humidificador:

- Quite el tubo de aire.
- Conecte el humidificador al concentrador.
- Conecte el tubo al humidificador. (Foto 4)
- Asegúrese que el humidificador hace burbujas cuando está prendido el concentrador. Si no hace burbujas, revise las conexiones.



Foto 4

Asuntos de seguridad:

- Asegúrese que el tubo de oxígeno no esté doblado u obstruido.
- **NO FUME O TRABAJE CERCA DE UNA LLAMA O FUEGO MIENTRAS USE OXÍGENO.**
- El concentrador tiene que estar en un área bien ventilada o podría calentarse y funcionar mal.
- Si suena una alarma, apague el concentrador y llame a su proveedor.
- **NO USE PRODUCTOS DE PETRÓLEO PARA SEQUEDAD O IRRITACIÓN NASAL.**
- Mantenga un mínimo de 18 pulgadas (0.45 metros) de distancia de las cortinas, colcha, o cualquier cosa que podría obstruir las entradas de aire.
- No use máscara de oxígeno con un concentrador.

Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su proveedor local:



©Copyright The VGM Group 2004
B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of
Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil,
Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross,
Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical