

**Lecciones Básicas para Entender Su Equipo*****Ducha de Mano***

Modelo #: _____

Proveedor: _____

Serie #: _____

Tel #: _____

Fecha: _____

Contacto: _____

Preparando su equipo:

- Si usa una silla de ducha, asegúrese que la manguera esté suficientemente larga para usar mientras está sentado en su silla.
- Siga las instrucciones del fabricante para conectar la ducha de mano a su ducha existente.
- Una válvula para controlar el flujo de agua está incluida, para que la desvíe o a la ducha de mano o a la llave. Usted escogerá cómo la arman cuando la instalen para acomodar la llave de su ducha.

Usando su equipo:

- Use el cuadrante en la ducha de mano para ajustar la presión de agua.
- Después de usarlo, asegure la ducha de mano en su portador.
- Asegúrese que la manguera no se doble ni tenga nudos que podrían interrumpir el flujo de agua.

Mantenimiento:

- Limpie su ducha de mano con un limpiador desinfectante como usa para limpiar la bañera cuando sea necesario.
- Si ocurre y persiste un escape, llame a un plomero.

Asuntos de seguridad:

- Mantenga la manguera libre de nudos que podrían acortar su longitud y causar que el usuario tropezara o se enredara.
- Si comparte la ducha con personas que se bañan paradas, sería cortés cambiar la válvula para desviar el agua a la posición para la llave y así evitar rocíos inesperados de la ducha de mano.

Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su proveedor local:



©Copyright The VGM Group 2004
B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of
Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil,
Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross,
Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical