

Lecciones Básicas para Entender Su Equipo

Modelo #: _____

Proveedor: _____

Serie #: _____

Tel #: _____

Fecha: _____

Contacto: _____

Cosas de recordar cuando usa el oxígeno:

- Cambie la cánula nasal semanalmente. (Foto 1)
- Cambie el tubo de oxígeno cada tres meses. (Foto 2)
- Lave la botella del humidificador dos veces a la semana con agua jabonosa tibia. Si tiene una botella desechable, debe ser cambiada mensualmente. (Foto 3)
- Llame a su médico si experimenta dolores de cabeza frecuentes, ansiedad, labios o uñas azules, modorra, confusión, inquietud, o respiración lenta, baja, o irregular.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Asuntos de seguridad:

- NO fume mientras use oxígeno.
- Manténgase a un MÍNIMO de 5 pies (1.5 metros) de distancia de alguien que está fumando cuando usa oxígeno.
- Ponga letreros de “No Fumar” (No Smoking) dondequiera que usa oxígeno.
- Mantenga cualquier fuente de calor a un mínimo de 5 pies (1.5 metros) de distancia de usted y sus tubos de oxígeno.
- NO USE PRODUCTOS DE PETRÓLEO (por ejemplo la vaselina) PARA SEQUEDAD O IRRITACIÓN NASAL. En su lugar, use productos con una base de agua.
- Almacene los tanques de oxígeno en un lugar bien ventilado. Si no puede asegurar los tanques en una posición vertical, póngalos acostados.
- NO cambie su razón de flujo de oxígeno recetado sin consultar con su médico.

Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su proveedor local:



©Copyright The VGM Group 2004

B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil, Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross, Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical