



BASIC LESSONS  
FOR UNDERSTANDING  
EQUIPMENT



**Lecciones Básicas para Entender Su Equipo**

***Cama de fototerapia***

Modelo #: \_\_\_\_\_

Proveedor: \_\_\_\_\_

Serie #: \_\_\_\_\_

Tel #: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Contacto: \_\_\_\_\_

**Preparando su equipo:**

- Remueva el colchón de la cuna o del moisés del bebé.
- Coloque la cama de fototerapia en la cuna o en el moisés del bebé.
- Meta el cable eléctrico y el interruptor por las aberturas en la base de la cuna. Si no hay aberturas en la base, pase el cable eléctrico sobre el riel de la cuna en sus pies.
- Conecte el cable eléctrico de la fuente de luz a un enchufe de 3 agujeros.
- Para instalar el apoyo del bebé, colóquelo sobre la luz de manera que las 2 tiras de velcro estén al lado del dibujo de la cabeza del bebé en el aparato de luz.
- **Importante:** El apoyo del bebé tiene que estar posicionado exactamente para asegurar que el bebé esté en la posición correcta para recibir el tratamiento.
- Instale la cobija al alinear las tiras de velcro con las lengüetas en el apoyo del bebé.
- Ponga el bebé boca arriba a menos que el doctor indica lo contrario.

**Usando su equipo:**

1. Remueva toda la ropa del bebé. Si se recomienda el uso de un pañal, bájelo por debajo del ombligo del bebé para exponer una porción máxima de piel a la luz.
2. Ponga el bebé boca arriba en la cobija a menos que el doctor indique lo contrario.
3. Ponga los brazos del bebé en las mangas de la cobija.
4. Cierre la cobija y abróchela debajo de la barbilla del bebé.
5. Prenda la luz apretando el botón del interruptor. Cuando la luz esté apagada por el interruptor, la cama sigue conectada a la fuente de electricidad. Se puede apagar al aparato por completo desconectándolo del enchufe.
6. **Aviso:** No levante a las piernas o la cabeza del bebé durante la fototerapia.
7. Vigile el bebé frecuentemente durante la fototerapia. Si parece que el bebé tiene demasiado calor, asegúrese que hay suficiente espacio para que pueda circular el aire alrededor de la cama y que el abanico del aparato esté corriendo.
8. Si el bebé tiene demasiado frío, puede poner otra cobija encima de la cobija instalada.



### **Asuntos de seguridad:**

- **Aviso:** La cama de fototerapia no está diseñada para uso como incubadora. No use sin una cuna o un moisés.
- **Importante:** Tiene que circular suficiente aire alrededor de la cama de fototerapia. Asegúrese que hay suficiente espacio para que pudiera pasar un lápiz o una pluma regular alrededor de toda la cama.

### **Mantenimiento:**

- Desconecte el aparato del enchufe de la pared.
- Pásele un trapo húmedo por todas las superficies.
- **Importante:** No use soluciones de productos de limpieza como desinfectantes para uso en electrodomésticos, los cuales contienen formaldehído.
- Si está usando cobijas desechables, deséchelas después de 24 horas o si se ensucia.
- Si está usando una cobija de tela, lávela en la lavadora con agua caliente; séquela en la secadora con el ciclo bajo.
- Si los cierres de velcro no se adhieren bien, use una cobija nueva.

**Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.**

Su proveedor local:



©Copyright The VGM Group 2005

B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Medela, Permobil Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross, Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical