



BASIC LESSONS
FOR UNDERSTANDING
EQUIPMENT



Lecciones Básicas para Entender Su Equipo

Cojín de fototerapia

Modelo #: _____

Proveedor: _____

Serie #: _____

Tel #: _____

Fecha: _____

Contacto: _____

Preparando su equipo:

- Coloque la fuente de luz sobre un lugar plano.
- Verifique que las rejillas de ventilación en los lados de la fuente de luz no estén obstruidas y que el filtro de aire esté libre de pelusa excesiva.
- Conecte el cable eléctrico de la fuente de luz a un enchufe de 3 agujeros.
- Conecte el cable de fibra óptica a la fuente de luz.

Usando su equipo:

1. Coloque la cubierta desechable en el cojín. **Importante:** No use el cojín sin la cubierta desechable.
2. Ponga el cojín en el colchón u otra superficie plana con el lado iluminado boca arriba.
3. Coloque la espalda o el pecho del infante directamente sobre el lado iluminado del cojín cubierto con la punta del cojín en los hombros del infante y el cable de luz entre las piernas del infante.
4. Asegúrese que una porción máxima de la piel del infante esté en contacto con el cojín iluminado y que los ojos del infante no estén directamente expuestos al cojín cubierto.
5. Tanto el paciente como el cojín pueden estar cubiertos con una cobija. El paciente continuará recibiendo el tratamiento de luz mientras la cubierta desechable es el único material entre la piel del paciente y el cojín.
6. Seleccione la intensidad de luz de acuerdo con la receta y prenda la luz.
7. Cuando termine el tratamiento, apague la fuente de luz.
8. Si se ensucia la cubierta desechable del cojín, reemplácela con una nueva.



Asuntos de seguridad:

- **Aviso:** Una superficie caliente está expuesta cuando se desconecta el cable de fibra óptica de la fuente de luz. No meta los dedos u objetos en el puerto del cable de fibra óptica sin importar de si está prendida la luz o no.
- **Aviso:** La fuente de luz no es impermeable ni sumergible. Coloque el aparato donde no estará expuesto a líquidos. Líquidos que penetren el aparato pueden causar daños y un peligro de descarga eléctrica.
- **Aviso:** No coloque la fuente de luz en el compartimiento del infante de una incubadora, un calentador o moisés nunca; estas condiciones pueden exponer al infante a posibles heridas.

Mantenimiento:

- **Aviso:** Asegure que el cable eléctrico está desconectado del enchufe antes de limpiar el aparato y que esté completamente seco antes de usarlo.
1. Desconecte el cable eléctrico y deje que la luz se enfríe por lo menos 10 minutos.
 2. Limpie la fuente de luz de afuera usando una solución de detergente suave y un trapo o una esponja. No permita que el líquido penetre la caja protectora.
 3. Seque la fuente de luz con un trapo limpio y suave.
 4. El cojín tiene que ser limpiado sin sumergirlo con un agente desinfectante que es seguro para usar en los materiales, como una solución de 1 oz. de peróxido de hidrógeno y 8 oz. de agua. No use ningún producto abrasivo ni soluciones de cloro nunca.
 5. Enjuague por completo el cojín para quitar cualquier residuo de los productos de limpieza.

Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su proveedor local:



©Copyright The VGM Group 2005

B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil, Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross, Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical