



Lecciones Básicas para Entender Su Equipo *Estimulación eléctrica transcutánea del nervio (TENS)*

Modelo #: _____

Proveedor: _____

Serie #: _____

Tel #: _____

Fecha: _____

Contacto: _____

Preparando su equipo:

- Instale la pila.
- Conecte un par de electrodos a cada canal de salida usando los alambres suministrados.



Usando su equipo:

1. Limpie la piel donde se colocarán los electrodos.
2. Si los electrodos no contienen gel, debe aplicarse gel a la piel donde se colocarán los electrodos.
3. Coloque los electrodos en el área indicada, de acuerdo con las instrucciones de su médico.
4. Prenda la unidad.
5. Ajuste la intensidad, duración, y número de pulsos de acuerdo con las instrucciones de su médico.
6. Apague la unidad antes de remover los electrodos de su piel.

Artículos de reemplazo frecuente:

- Alambres (cada 6 meses o como sea necesario)
- Electrodos (mensualmente)
- Pilas desechables



Mantenimiento:

- Limpie la caja protectora con alcohol o un agente de limpieza.
- No sumerja el aparato en líquido ni use líquidos en exceso para limpiar la unidad.

Asuntos de seguridad:

- Los aparatos TENS pueden afectar adversamente la operación de marcapasos a demanda.
- El uso de TENS no se recomienda para pacientes que tienen enfermedad cardíaca sin una evaluación de riesgo por su médico.
- No use para estimular sobre los ojos o los nervios carótidos del seno (nasal).
- No coloque los electrodos de una forma que causa que la corriente pase a través de la cabeza.
- Equipo electrónico como los monitores y alarmas electrocardiógrafos (ECG) tal vez no funcionarán apropiadamente mientras usa la unidad de TENS.
- Evite ajustar los controles mientras esté operando maquinaria o vehículos.



Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su proveedor local:



©Copyright The VGM Group 2005

B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of BioMedical Life, Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil, Puritan Bennett, Pride, Rehabicare, Respironics, Ross, Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical