



**BASIC LESSONS
FOR UNDERSTANDING
EQUIPMENT**



Lecciones Básicas para Entender Su Equipo

Asideros

| | |
|-----------------|------------------|
| Modelo #: _____ | Proveedor: _____ |
| Serie #: _____ | Tel #: _____ |
| Fecha: _____ | Contacto: _____ |

Preparando su equipo:

- Quizás su proveedor instale su equipo. En caso de que no, pudiera recomendar a alguien que está calificado para instalarlo.
- Pida que su proveedor le ayude a determinar cómo colocar el asidero.


Usando su equipo:

- Asegúrese de agarrar bien el asidero antes de mover su lado débil.
- No suelte el asidero hasta que usted esté en una posición estable y ya no lo requiera para mantener su equilibrio.

Mantenimiento y artículos de reemplazo:

- Si nota rajaduras o rotura en su asidero, llame a su proveedor.
- Limpie periódicamente sus asideros con un limpiador apropiado para las superficies de baño/bañera.

Diagrama 1



Asuntos de seguridad:

- No use su asidero para apoyar todo el peso de su cuerpo. Tiene como propósito solo asistir en movimientos pequeños.
- Manténgase alerta de superficies mojadas y resbalosas. Coloque su asidero para evitar una caída en este caso.
- No deje que los niños halen o se cuelguen del asidero. Esto aflojará el montaje del asidero y puede impedir que dé apoyo apropiado al usuario.

Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su proveedor local:



©Copyright The VGM Group 2004
B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of
Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil,
Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross,
Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical